

Wb、Elisa用 Anti-Themis2 ポリクローナル抗体 - Q5Tej8

商品番号: CM0013995

前書き

WBおよびELISAで検証済みのTHEMIS2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。マクロファージの炎症反応およびB細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	THEMIS2 Rabbit pAb
備考/別名	ICB1; ICB-1; Clorf38; THEMIS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9473
GeneID	9473
免疫原	ヒトTHEMIS2 (NP_004839.2) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5TEJ8
タンパク質分子量	72kDa
配送	氷袋