


抗チオレドキシン1 (Trx1/Txn) モノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P10599

商品番号: CM0011640



前書き

ヒトチオレドキシン1 (Trx1/TXN) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。酸化還元調節、アポトーシス、および転写制御に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) Rabbit mAb
備考/別名	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7295
GeneID	7295
免疫原	合成ペプチド ヒトThioredoxin 1 (Trx1/TXN) (P10599) のアミノ酸26-105領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10599
タンパク質分子量	12 kDa
配送	氷袋