


## Anti-Thioredoxin 1 (Trx1/Txn) ウサギポリクローナル抗体 - P10599

商品番号: CM0028863



### 前書き

ヒト Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-

P、IF/ICC、IP、およびELISAアプリケーションで検証済み。マウスと交差反応します。レドックスシグナリングおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 製品名         | Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) ウサギ pAb                 |
| 備考/別名       | TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) |
| 種           | ヒト                                               |
| GeneID (ヒト) | 7295                                             |
| GeneID      | 7295                                             |
| 免疫原         | 合成ペプチド                                           |
| ソース         | ウサギ                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                        |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                           |
| SWISS       | P10599                                           |
| タンパク質分子量    | 12kDa                                            |
| 配送          | アイスバッグ                                           |