


Wb、If/Icc、Elisa用抗チオレドキシン2（Txn2）ウサギモノクローナル抗体 - Q99757

商品番号: CM0008902



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのチオレドキシン2（TXN2）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアROS恒常性およびアポトーシス研究に不可欠です。IVDアプリケーション開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チオレドキシン2（Trx2/TXN2）ウサギmAb
備考／別名	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; チオレドキシン2（Trx2/TXN2）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25828
遺伝子ID	25828
免疫原	ヒトTXN2（Q99757）のアミノ酸67～166内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99757
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷バッグ