

Anti-Thioredoxin Reductase 2 (Txnrd2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nnw7

商品番号: CM0008079

前書き

WBおよびELISA用のヒトThioredoxin reductase 2 (TXNRD2)を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット組織の内因性TXNRD2を検出します。ミトコンドリア酸化還元研究に重要です。SWISS: Q9NNW7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2) Rabbit mAb
備考/別名	TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10587
GeneID	10587
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NNW7
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ