

抗チオレドキシンレダクターゼ2 (Txnrd2) ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q9Nnw7

商品番号: CM0029125

前書き

ヒトのチオレドキシンレダクターゼ2 (TXNRD2) を標的とする組換え由来ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと反応します。ミトコンドリアの酸化還元恒常性およびROS研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チオレドキシンレダクターゼ2 (TXNRD2) ウサギpAb
略称/別名	TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	10587
GeneID	10587
免疫原	ヒトチオレドキシンレダクターゼ2 (TXNRD2) (NP_006431.2) のアミノ酸100～310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NNW7
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤