

Anti-Thiosulfate Sulfurtransferase (Tst) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16762

商品番号: CM0017286



前書き

ヒトTST（チオ硫酸硫黄転移酵素/ロダナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。シアン解毒およびミトコンドリア輸入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TST Rabbit pAb
備考/別名	RDS, TST
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7263
免疫原	ヒトTST (NP_003303.2) のアミノ酸1-297に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16762
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ