

ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Thnsl1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iyq7

商品番号: CM0021843

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みのTHNSL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アセチル化およびプロテオミクス研究におけるトレオニン合成酵素様1の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	THNSL1 ウサギ pAb
備考/別名	TSH1; THNSL1
種	ヒト
GeneID	79896
免疫原	ヒトTHNSL1（NP_079114.3）のアミノ酸534-743に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IYQ7
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷バッグ