


Wb・Elisa用抗Thoc2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ni27

商品番号: CM0023460



前書き

ヒトTHOC2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと反応します。mRNA輸出研究ならびにIV Dアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THOC2 Rabbit pAb
別名	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57187
GeneID	57187
免疫原	ヒトTHOC2 (NP_001075019.1) のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NI27
タンパク質分子量	183kDa
発送	保冷剤