


Wb、Elisa用抗Thoc3ポリクローナル抗体 - Q96J01

商品番号: CM0013572



前書き

mRNA輸出に関与するTREX複合体の構成要素であるTHOC3を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスに対して交差反応性を示します。mRNAプロセッシングや核内輸出メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THOC3 Rabbit pAb
別名	THO3; hTREX45; THOC3
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84321
遺伝子ID	84321
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96J01
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	保冷剤