


Anti-Thoc4/Alyref ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q86V81

商品番号: CM0030835



前書き

THOC4/ALYREF ラビット pAb は、WB、IHC-P、IF/ICC、および ELISA

で検証されたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。mRNA輸送および転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THOC4/ALYREF Rabbit pAb
備考/別名	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
種	ヒト
遺伝子ID	10189
免疫原	ヒト THOC4/ALYREF (NP_005773.3) のアミノ酸 1-100 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86V81
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋