


## Anti-Thoc6ポリクローナル抗体（Wb用） - Q86W42

商品番号: CM0019183



## 前書き

ヒトTHOC6 (WDR58/fSAP35)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済み。mRNAプロセッシングおよび核外搬出の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | THOC6 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名    | WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6                     |
| 種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID    | 79228                                             |
| 免疫原      | ヒトTHOC6 (NP_077315.2) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース      | ウサギ                                               |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション | WB, ELISA                                         |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                            |
| SWISS    | Q86W42                                            |
| タンパク質分子量 | 38kDa                                             |
| 配送       | アイスバッグ                                            |