


Wb、Elisa用抗Thoc7ポリクローナル抗体 - Q6I9Y2

商品番号: CM0017650



前書き

THOC7に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。mRNA輸出とTREX複合体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THOC7 ウサギpAb
別名	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
種	ヒト
遺伝子ID	80145
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6I9Y2
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤