

## 抗Thop1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P52888

商品番号: CM0030867



## 前書き

ヒトTHOP1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応し、神経ペプチド代謝およびアミロイドベータ分解に関与する79kDaのチメットオリゴペプチダーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | THOP1 ウサギポリクローナル抗体                                  |
| 備考/別名      | TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1               |
| 種          | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7064                                                |
| 遺伝子ID      | 7064                                                |
| 免疫原        | ヒトTHOP1の1-260アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003240.1) |
| ソース        | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | P52888                                              |
| タンパク質重量    | 79kDa                                               |
| 配送         | アイスバッグ                                              |