


Wb、Elisa用抗Thpoポリクローナル抗体 - P40225

商品番号: CM0019673



前書き

THPOウサギpAbは、WBおよびELISAでの検証が完了しているポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのTHPOを認識します。約38 kDaのタンパク質を検出し、血小板新生、血小板調節、巨核球の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THPO Rabbit pAb
備考/別名	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7066
遺伝子ID	7066
免疫原	ヒトTHPO (NP_001171068.1) のアミノ酸22-349番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40225
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤