

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Thraポリクローナル抗体 - P10827

商品番号: CM0030230



## 前書き

THRA（甲状腺ホルモン受容体アルファ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核内受容体の転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | THRA Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| 備考/別名       | AR7; EAR7; ERBA; CHNG6; ERBA1; NR1A1; THRA1; THRA2; c-erbA; ERB-T-1; TRalpha; THRALpha; TRalpha1; TRalpha2; c-ERBA-1; THRALpha1; THRALpha2; THRA |
| 種           | ヒト                                                                                                                                               |
| GeneID (ヒト) | 7067                                                                                                                                             |
| GeneID      | 7067                                                                                                                                             |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                                                                                                                                         |
| 供給源         | ウサギ                                                                                                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                                                                                        |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                                                                                       |
| SWISS       | P10827                                                                                                                                           |
| タンパク質分子量    | 55kDa                                                                                                                                            |
| 配送          | 氷袋                                                                                                                                               |