

Wb用 Anti-Thrap3 ポリクローナル抗体 - Q9Y2W1

商品番号: CM0029955

前書き

THRAP3
(TRAP150)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。前駆体mRNAスプライシング、mRNA分解、概日時計制御の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THRAP3 ウサギ pAb
備考/別名	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9967
遺伝子ID	9967
免疫原	ヒトTHRAP3 (NP_005110.2) のアミノ酸340-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2W1
タンパク質分子量	109kDa
発送	保冷バッグ