

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗トロンボキサン合成酵素

ウサギモノクローナル抗体 - P24557

商品番号: CM0008345

前書き

ヒトトロンボキサン合成酵素（TXAS/CYP5A1）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。トロンボキサシグナル伝達および血小板機能研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トロンボキサン合成酵素 ウサギ mAb
備考/別名	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; トロンボキサン合成酵素
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6916
GeneID	6916
免疫原	合成ペプチド / ヒトトロンボキサン合成酵素（P24557）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24557
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ