

抗トロンボキサン合成酵素 ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P24557

商品番号: CM0023216

前書き

トロンボキサン合成酵素 ウサギ
ポリクローナル抗体（P24557）は、ヒト、マウス、
ラットにおけるWB、IHC-
P、ELISAで検証済みです。トロンボキサンA2合成、
血小板凝集、血管収縮の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トロンボキサン合成酵素 ウサギ pAb
備考/別名	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxane synthase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6916
GeneID	6916
免疫原	ヒトトロンボキサン合成酵素（NP_001052.2）のアミノ酸355-534に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24557
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷バッグ