

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Thrsp ウサギポリクローナル抗体 - Q92748

商品番号: CM0029423

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 THRSP

ウサギポリクローナル抗体は、甲状腺ホルモン誘導性肝タンパク質を検出します。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。リポジェネシスおよび転写研究のための必須ツールです。Q92748。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THRSP ウサギ pAb
備考/別名	S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7069
免疫原	ヒトTHRSP (NP_003242.1) のアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92748
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷剤付き