


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗チミジンキナーゼ1 ポリクローナル抗体 - P04183

商品番号: CM0026729



前書き

抗チミジンキナーゼ1

ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。チミジンキナーゼ1は、ヌクレオチド代謝とプロドラッグ活性化に必要な細胞周期調節酵素です。がんおよび細胞増殖研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	チミジンキナーゼ1 ウサギpAb
備考・別名	TK2; チミジンキナーゼ1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7083
免疫原	ヒトチミジンキナーゼ1 (NP_003249.3) のアミノ酸15〜194番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04183
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋