


抗チミジンキナーゼ1（Tk1） ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用途） - P04183

商品番号: CM0002438



前書き

ヒトのチミジンキナーゼ1（TK1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。ヌクレオチド代謝、細胞周期、DNA合成の研究に有用です。予測分子量25 kDaの細胞質酵素を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チミジンキナーゼ1 ウサギmAb
略称・別名	TK2; チミジンキナーゼ1
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7083
遺伝子ID	7083
免疫原	合成ペプチド ヒト・チミジンキナーゼ1（P04183）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04183
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤