

抗チミジル酸シンターゼ（Tysy）ポリクローナル抗体、Koバリデーション済み - P04818

商品番号: CM0024110



前書き

CamelBioは、ヒトチミジル酸シンターゼ（TYSY）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体を提供しています。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用がバリデーションされています。マウスおよびラットと交差反応します。ヌクレオチド代謝および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済み] TYSY ウサギ pAb
別名	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7298
遺伝子ID	7298
免疫原	ヒトTYSY (NP_001062.1) のアミノ酸220～313番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04818
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋