


If-P、Ihc-P、Elisa用抗チログロブリンウサギモノクローナル抗体 - P01266

商品番号: CM0005071



前書き

このウサギモノクローナル抗体はヒトチログロブリン（約305 kDa）を認識し、免疫蛍光法（IF-P）、免疫組織化学法（IHC-P）およびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応するため、甲状腺ホルモン生合成研究や診断薬開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チログロブリン ウサギmAb
備考/別名	TGN; AITD3; チログロブリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7038
遺伝子ID	7038
免疫原	ヒトチログロブリン（P01266）のアミノ酸1000～1100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01266
タンパク質分子量	305kDa
発送方法	保冷剤