

抗甲状腺ペルオキシダーゼ/Tpo モノクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa用） - P07202

商品番号: CM0009501

前書き

ヒト甲状腺ペルオキシダーゼ（TPO）に対するウサギモノクローナル抗体で、IF-P、IHC-P、ELISAに対応しています。甲状腺ホルモン合成の研究および関連研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	甲状腺ペルオキシダーゼ/TPO ウサギmAb
略称/別名	MSA; TPX; TDH2A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7173
GeneID	7173
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07202
タンパク質分子量	103kDa
発送方法	氷袋梱包