


If、Ihc-P、Elisa用 抗甲状腺刺激ホルモン (Tsh) モノクローナル抗体 - P01215/P01222

商品番号: CM0005430



前書き

ヒト甲状腺刺激ホルモン (TSH) の α および β サブユニットを標的とするウサギモノクローナル抗体です。IF、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。ホルモンシグナル伝達や下垂体機能に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	甲状腺刺激ホルモン ウサギ mAb
備考/別名	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1081/7252
GeneID	1081/7252
免疫原	ヒトCGAのアミノ酸27-116およびヒトTSHBのアミノ酸21-138に対応する組換えタンパク質 (NP_000726.1/NP_000540.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01215/P01222
タンパク質分子量	13kDa/16kDa
発送	保冷剤