


Ihc-P、Elisa用抗甲状腺刺激ホルモン（Tsh）ポリクローナル抗体 - P01215 / P01222

商品番号: CM0020564



前書き

ヒト甲状腺刺激ホルモン（TSH）に対するウサギポリクローナル抗体で、アルファおよびベータの両サブユニットを認識します。IHC-

PおよびELISAでバリデーション済みで、マウスとの交差反応性があります。内分泌研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	甲状腺刺激ホルモン（TSH）ウサギpAb
備考／別名	HCG; LHA; FSHA; GPAI; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; 甲状腺刺激ホルモン（TSH）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1081/7252
GeneID	1081/7252
免疫原	ヒト甲状腺刺激ホルモン（TSH）（NP_000726.1/NP_000540.2）のアミノ酸25～116および21～138に相当する配列を含む組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01215/P01222
タンパク質分子量	13KDa/15KDa
輸送	保冷剤