


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Tia1ポリクローナル抗体 - P31483

商品番号: CM0014057



前書き

ヒトTIA1 (P31483)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのTIA1を検出します。代替スプライシング、ストレス顆粒、アポトーシスの研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIA1 Rabbit pAb
備考/別名	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7072
GeneID	7072
免疫原	合成ペプチド ヒトTIA1 (NP_071505.2) のアミノ酸287-386内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31483
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ