


抗Tial1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q01085

商品番号: CM0025971



前書き

TIAL1

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットのヌクレオリシンTIARを検出します。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済みです。選択的スプライシングおよびストレス顆粒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIAL1 Rabbit pAb
備考 / 別名	TCBP; TIAR; TIAL1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7073
遺伝子ID	7073
免疫原	ヒトTIAL1 (NP_003243.1) のアミノ酸266〜375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01085
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤