

抗Tifabウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み）Wb・Elisa用 - Q6Znk6

商品番号: CM0005554

前書き

ヒトTIFABを標的とするKD検証済みのウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。TRAF6シグナル伝達およびNF-κB経路の制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] TIFAB ウサギmAb
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	497189
遺伝子ID	497189
免疫原	合成ペプチド ヒトTIFAB(NP_001092691.1)のアミノ酸62～161番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6ZNK6
タンパク質分子量	18KDa
発送	保冷剤