


Wb、Elisa用抗Tify10Aポリクローナル抗体 - Q9Lma8

商品番号: CM0019429



前書き

TIFY10AウサギpAb (anti-JAZ1) は、シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*) におけるウェスタンブロッティングおよびELISA用のポリクローナル抗体です。ジャスモン酸シグナル伝達リプレッサーを標的とし、核に局在します。植物防御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIFY10AウサギpAb
備考/別名	AtJAZ1; ジャスモン酸-ZIMドメインタンパク質1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A
生物種	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
GeneID	838501
免疫原	シロイヌナズナTIFY10A (NP_564075.1) のアミノ酸154~253内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
SWISS	Q9LMA8
タンパク質分子量	28 kDa
配送	保冷バッグ