

Wb・Elisa用抗Tify11Bポリクローナル抗体 - Q9C9E3

商品番号: CM0023558

前書き

シロイヌナズナ(*Arabidopsis thaliana*) TIFY11B (JAZ6)

ウサギポリクローナル抗体。ジャスモン酸シグナル伝達のリプレッサーを標的とし、ウェスタンブロッティングおよびELISAで実証済みです。植物防御およびジャスモン酸経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIFY11B ウサギ pAb
備考/別名	jasmonate-zim-domain protein 6; T10D10.8; T10D10_8; TIFY DOMAIN PROTEIN 11B; TIFY11B
生物種	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
GeneID	843577
免疫原	シロイヌナズナ TIFY11B (NP_565043.1) のアミノ酸170〜269番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
SWISS	Q9C9E3
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋梱包