

Anti-Tigar Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq88

商品番号: CM0020157



前書き

TIGAR (TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。解糖系とアポトーシスを調節し、がん、ストレス、代謝の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIGAR Rabbit pAb
備考/別名	FR2BP; C12orf5; TIGAR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57103
遺伝子ID	57103
免疫原	ヒトTIGAR (NP_065108.1) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQ88
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋