

Anti-Tigd1/Eeyore ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96Mw7

商品番号: CM0023003

前書き

WBおよびELISAで検証済みのTIGD1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。核内DNA結合タンパク質であるTIGD1/Eeyoreタンパク質を標的とします。トランスポゾン由来タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIGD1 Rabbit pAb
備考/別名	EEYORE; TIGD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	200765
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTIGD1 (NP_663748.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96MW7
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ