


Wb、Elisa用 抗Tigit ウサギポリクローナル抗体 - Q495A1

商品番号: CM0025123



前書き

WBおよびELISAで検証済みのこの抗TIGITウサギポリクローナル抗体は、ヒトTIGITを認識し、マウスと交差反応します。免疫チェックポイント研究やT細胞免疫調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIGIT ウサギ pAb
備考/別名	VSIG9; VSTM3; WUCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	201633
免疫原	ヒトTIGIT (NP_776160.2) のアミノ酸22-141を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q495A1
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ