


Anti-Tim-1/Kim-1/Havcr ウサギポリクローナル抗体 - Q5Qns5

商品番号: CM0023656



前書き

マウスTIM-1/KIM-

1/HAVCRを標的とするウサギポリクローナル抗体。

WBおよびELISAに適しています。ヒトとの交差反応性を示します。33

kDaのタンパク質を検出し、腎障害、T細胞

trafficking、およびエフェロサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIM-1/KIM-1/HAVCR Rabbit pAb
備考/別名	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
種	マウス
遺伝子ID	171283
免疫原	マウスTIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2) のアミノ酸22-237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5QNS5
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋