


抗Tim-3/Havcr2 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - Q8Tdq0

商品番号: CM0009934



前書き

ヒトTIM-

3/HAVCR2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。免疫チェックポイントおよびT細胞研究に最適。33 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗TIM-3/HAVCR2 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; Havcr-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84868
GeneID	84868
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスバッグ