


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Tim-3/Havcr2

ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tdq0

商品番号: CM0020107



前書き

ヒトTIM-

3/HAVCR2に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。免疫チェックポイント研究やT細胞疲弊研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIM-3/HAVCR2 ウサギ pAb
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84868
免疫原	ヒトTIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) のアミノ酸22-202に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ