

抗Tim23ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - O14925

商品番号: CM0008874

前書き

WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで使用可能なTIM23（TIMM23）に対するバリデーション済みウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアインポートおよびマイトファジー研究にご利用いただけます。分子量は22kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIM23 ウサギmAb
別名	TIM23
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	100287932
GeneID	100287932
免疫原	ヒトTIMM23（NP_006318.1）のアミノ酸7-72番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14925
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤