

WbおよびElisa用抗Tim44ウサギモノクローナル抗体 - O43615

商品番号: CM0003420



前書き

ヒトTIM44（ミトコンドリア輸入内膜トランスロカーゼサブユニット）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み。ヒト、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリアタンパク質輸入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIM44 ウサギ mAb
備考/別名	TIM44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10469
GeneID	10469
免疫原	ヒトTIM44（NP_006342.2）のアミノ酸10-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O43615
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷バッグ