


Wb、Elisa用抗Timelessモノクローナル抗体 - Q9Uns1

商品番号: CM0002663



前書き

ヒトTimeless (TIM、hTIM) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに対応。DNA複製、修復、概日時計（サーカディアンリズム）の調節に関する研究に適しています。ヒト特異的で、分子量は139 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Timeless Rabbit mAb
備考/別名	TIM; TIM1; hTIM; FASPS4; Timeless
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8914
GeneID	8914
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTimeless (Q9UNS1) のアミノ酸1058-1208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNS1
タンパク質分子量	139kDa
配送条件	氷袋