


抗Timm10ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P62072

商品番号: CM0029581



前書き

ヒトTIMM10（ミトコンドリアインポート内膜トランスロケースサブユニットTim10）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアタンパク質インポートの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM10 ウサギpAb
別名	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26519
遺伝子ID	26519
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62072
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	保冷剤