

Anti-Timm10Bポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Y5J6

商品番号: CM0028523



前書き

TIMM10B (FXC1/Tim9b) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。ミトコンドリアタンパク質の輸送やTIM22複合体の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM10B ウサギ pAb
備考/別名	FXC1; Tim9b; TIM10B; TIMM10B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26515
GeneID	26515
免疫原	ヒトTIMM10B (NP_036324.1) のアミノ酸1-103に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9Y5J6
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋