

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 Anti-Timm17A ポリクローナル抗体 - Q99595

商品番号: CM0030573

前書き

ミトコンドリア内膜トランスロカーゼサブユニットTim17-

Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルにおけるウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。Swiss-Prot: Q99595。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM17A ウサギ pAb
備考/別名	TIM17; TIM17A; TIMM17A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10440
遺伝子ID	10440
免疫原	ヒトTIMM17A (NP_006326.1) のアミノ酸1-171に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99595
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ