

Anti-Timm17B モノクローナル抗体（Wb用） - O60830

商品番号: CM0007723

前書き

TIMM17B Rabbit mAbはヒトTIMM17Bを標的とするモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ミトコンドリアの輸入および移行研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM17B Rabbit mAb
備考/別名	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10245
GeneID	10245
免疫原	ヒトTIMM17B (NP_005825.1) のアミノ酸60-160内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60830
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋