

Wb、Elisa用 抗Timm17B ポリクローナル抗体 - O60830

商品番号: CM0024316

前書き

ヒトおよびラットでのWBおよびELISA用に検証された高品質のTIMM17Bウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア内膜トランスロカーゼサブユニットTim 17-Bを標的とし、ミトコンドリア内膜を越えたタンパク質輸送に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM17B ウサギ pAb
備考/別名	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10245
GeneID	10245
免疫原	合成ペプチド - ヒトTIMM17B(NP_005825.1)のアミノ酸53-152に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O60830
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ