

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Timm17B ウサギ ポリクローナル抗体 - O60830

商品番号: CM0028683

前書き

ウエスタンブロット、ELISAで検証済みのTIMM17B ウサギ pAb。ヒト、マウスのTIMM17B (18kDa)を検出します。ミトコンドリア内膜トランスロカーゼ。ミトコンドリア輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM17B ウサギ pAb
備考/別名	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10245
GeneID	10245
免疫原	ヒトTIMM17B (NP_005825.1)のアミノ酸1-172に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O60830
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ