

Wb・Elisa用抗Timm22モノクローナル抗体 - Q9Y584

商品番号: CM0004677



前書き

ミトコンドリアTIM22トランスロカーゼの電位依存性チャネルサブユニットであるTIMM22 (Tim22) に対するウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWBおよびELISAでの使用が確認されています。複数回膜貫通型内膜タンパク質の輸送研究やミトコンドリア病研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM22 ウサギmAb
別名	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29928
GeneID	29928
免疫原	ヒトTIMM22のアミノ酸20～120番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y584
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤