

Wb、Ip、Elisa用抗Timm22ウサギポリクローナル抗体 - Q9Cq85

商品番号: CM0022298

前書き

ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済みの抗Timm22ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTimm22と反応します。Timm22はミトコンドリア内膜トランスロカーゼのサブユニットで、複数回膜貫通型タンパク質の輸入に必須です。IVD研究開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Timm22 ウサギpAb
別名	Tim22; Timm22
対象種	マウス
遺伝子ID	56322
免疫原	組換えタンパク質。マウスTimm22 (NP_062792.2) のアミノ酸19-121番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9CQ85
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷剤