

Anti-Timm23ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O14925

商品番号: CM0029387

前書き

ヒトTIMM23（TIM23）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリアタンパク質の輸入およびミトファジー調節に不可欠です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM23 Rabbit pAb
備考/別名	TIM23; TIMM23
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	100287932
遺伝子ID	100287932
免疫原	ヒトTIMM23 (NP_006318.1) のアミノ酸7-72に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14925
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ